

# Βελονισμός & Μοξοθεραπεία

Η άλλη εναλλακτική.....



Κατάλογος προϊόντων

Ερευνητικό Ινστιτούτο Βελονισμού Ελλάδος

## **Αγαπητοί βελονιστές**

Το **ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ**, είναι μια εισαγωγική εταιρεία βελονών και αναλωσίμων βελονισμού, αλλά και ιατρικών & παραϊατρικών αναλώσιμων προϊόντων, που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας από το 2000. Χάρη στην προτίμηση και την αμέριστη συμπαράσταση σας, διατηρούμε υγιή πορεία όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζουμε να σας παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις, για μια σειρά προϊόντων, απαραιτήτων για εσάς τους επαγγελματίες.

**Ο εμπορικός μας κατάλογος** απευθύνεται σε όλους τους βελονιστές που αναζητούν μια ολοκληρωμένη σειρά αναλωσίμων **βελονισμού και μοξιθεραπείας**. Με πρόσθετο φωτογραφικό και πληροφοριακό υλικό, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην όσο το δυνατόν πληρέστερη περιγραφή των προϊόντων, με τη φιλοδοξία να αποτελέσει ένα χρηστικό εργαλείο για κάθε βελονιστή.

Η διαρκής αναζήτηση νέων προϊόντων και οι μακροχρόνιες συνεργασίες που έχουμε με τους προμηθευτές μας, μας επιτρέπουν να σας παρέχουμε βελόνες και αναλώσιμα βελονισμού **υψηλών προδιαγραφών, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές**.

Εκτός του καταλόγου μας που αναφέρεται στον βελονισμό, η εταιρεία μας διαθέτει μια σειρά προϊόντων για εναλλακτικές θεραπείες, φυσικοθεραπεία, αλλά και προϊόντα υγείας και ομορφιάς. Αυτά μπορείτε να τα αναζητήσετε στο e-shop που βρίσκεται στο site της εταιρείας μας: [www.acupuncture.gr](http://www.acupuncture.gr) Συνέπεια, σωστή και άμεση εξυπηρέτηση, αποτελούν για εμάς πρωταρχικούς στόχους σε κάθε μας συνεργασία.

**Εκ της Εμπορικής Διαχείρισης**

# Περιεχόμενα

ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ	01
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ	09
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	15
ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ	29
ΜΟΞΟΘΕΡΑΠΕΙΑ	33
LASERS ΓΙΑ ΤΟ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟ	44
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ	55

# Βελόνες βελονισμού

Διαθέτουμε μια πλήρη γκάμα βελονών βελονισμού, **μόνο υψηλής ποιότητας**, σε χαμηλές τιμές και σε ακόμη χαμηλότερες, μέσω της **ειδικής προσφοράς** σε αγορά **συγκεκριμένων ποσοτήτων.**



## Μάρκα: ENERGY

**Χαρακτηριστικά:** ΜΕ ΟΔΗΓΟ. Αποστειρωμένη, από ανοξείδωτο ατσάλι, χωρίς κεφαλή.

**Συσκευασία:** Κυτίο 100 τεμαχίων σε ατομική, πλαστική, διάφανη συσκευασία.

Κωδικός	Διαστάσεις	Τιμή
AM0010	0,20mm X 13mm	€ 4,04
AM0009	0,16mm X 15mm	€ 4,04
AM0011	0,20mm X 25mm	€ 4,04
AM0012	0,25mm X 25mm	€ 4,04
AM0015	0,30mm X 25mm	€ 4,04
AM0014	0,30mm X 30mm	€ 4,04
AM0013	0,25mm X 40mm	€ 4,04
AM0016	0,30mm X 40mm	€ 4,04
AM0017	0,30mm X 50mm	€ 4,04
AM0018	0,30mm X 75mm	€ 4,04
AM0019	0,30mm X 100mm	€ 5,65

**Χαρακτηριστικά:** ΜΕ 1 ΟΔΗΓΟ/ 10 βελόνες. Αποστειρωμένη, από ανοξείδωτο ατσάλι, χωρίς κεφαλή.

**Συσκευασία:** Κυτίο 500 τεμαχίων, (δέκα βελόνες - ένας οδηγός) σε πλαστική, διάφανη συσκευασία.

Κωδικός	Διαστάσεις	Τιμή
AM0376	0,18mm X 7mm	€ 11
AM0348	0,16mm X 15mm	€ 11
AM0021	0,25mm X 25mm	€ 11
AM0344	0,30mm X 30mm	€ 11
AM0297	0,30mm X 50mm	€ 11

## **Μάρκα: Ener-Qi**

**Χρήση:** Ενδείκνυται για τόνωση των σημείων βελονισμού λόγω της επικάλυψης χρυσού.

**Χαρακτηριστικά:** ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ. Αποστειρωμένη, από ανοξείδωτο ατσάλι, επικάλυψη χρυσού και σπειροειδή κεφαλή.

**Συσκευασία:** Κυτίο 100 τεμαχίων σε ατομική, πλαστική, διάφανη συσκευασία.

<b>Κωδικός</b>	<b>Διαστάσεις</b>	<b>Τιμή</b>
AM0026	0,22mm X 13mm	€ 8
AM0170	0,26mm X 25mm	€ 8
AM0171	0,20mm X 6,5mm	€ 8

## **Ημιμόνιμες βελόνες ωτός επίχρυσες**

	<p>Περιέχονται εντός διαφανούς πλαστικού αυτοκόλλητου. Διαστάσεις βελόνας: 0,2mmX1,5mm. Συσκευασία 100 τεμαχίων.</p> <p>AM0364   € 10</p>
---	---



Βελόνες βελονισμού  
**DANA**  
σε συσκευασία  
**1000 και 100 τεμαχίων**

**"You will feel less pain with Dana Acupuncture needle than other brands' needles. Dana needles are produced with excellent polishing technology with smooth needles tips developed by Dana Medical's R&D center. You will easily notice our needle tips are smooth without any cracks"**


### Βασικά χαρακτηριστικά:

- Πλήρως ανακυκλώσιμη συσκευασία. Μειώνει το αποτύπωμα άνθρακα.
- Κατασκευασμένες στην Κορέα.
- Υψηλής ποιότητας κορεάτικο χειρουργικό ανοξείδωτο ατσάλι.
- Εξαιρετικά καθαρή βελόνα που επιτυγχάνεται μέσω υπερήχων καθαρισμού και πλύση της βελόνας με υψηλή πίεση.
- Η προηγμένη τεχνολογία, ηλεκτρομαγνητικής & αυτοματοποιημένη λείανσης βελονών, έχει σαν αποτέλεσμα μια πραγματικά ανώδυνη εισδοχή της βελόνας στο σημείο.
- Αποστείρωση Gama-Ray

Η **Dana Medical** διαθέτει τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις καθαρών θαλάμων στη Νότια Κορέα, εξασφαλίζοντας απόλυτη αποστείρωση στο προϊόν.

Η διασφάλιση της ποιότητας είναι εγγυημένη μέσω υπερήχων καθαρισμού βελόνας και καθαρισμού υψηλής πίεσης, παράγοντας ένα εξαιρετικά καθαρό προϊόν.

### Excellent polishing technology



**Κυτίο 1000 τεμαχίων. Σε συσκευασία 10 βελονών / 1 οδηγό.**



Κωδικός	Διαστάσεις	Τιμή
AM0331	0,16mm X 15mm	€ 25
AM0332	0,25mm X 25mm	€ 25
AM0347	0,25mm X 30mm	€ 25
AM0333	0,30mm X 30mm	€ 25
AM0334	0,25mm X 40mm	€ 25
AM0335	0,30mm X 60mm	€ 25

**Κυτίο 100 τεμαχίων. (Κάθε βελόνα με οδηγό)**



Κωδικός	Διαστάσεις	Τιμή
AM0336	0,18mm X 15mm	€ 5,30
AM0337	0,25mm X 25mm	€ 5,30
AM0338	0,30mm X 30mm	€ 5,30
AM0339	0,25mm X 40mm	€ 5,30
AM0340	0,30mm X 40mm	€ 5,30
AM0341	0,30mm X 60mm	€ 5,30

## Βελόνες βελονισμού DONG BANG

Οι κορυφαίες κορεάτικες βελόνες **DONG BANG** με την εργονομική σπειροειδής λαβή, σε οικονομική συσκευασία. Κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χειρουργικό ατσάλι και σιλικόνη, επιφέρουν κατά μήκος τους το εξαιρετικό «τελείωμα» **DONG BANG**, χάρη στο οποίο γίνεται ανώδυνη η εφαρμογή τους.

Σε πλαστική διάφανη συσκευασία (10 βελόνες / 1 οδηγός).

Κυτίο 1000 τεμαχίων.

Κωδικός	Διαστάσεις	Τιμή
AM0263	0,18mm X 15mm	€ 28
AM0346	0,20mm X 15mm	€ 28
AM0264	0,25mm X 25mm	€ 28
AM0265	0,30mm X 30mm	€ 28
AM0274	0,25mm X 40mm	€ 28



Η ημιμόνιμη κορεάτικη βελόνα (πινεζάκι) **DONG BANG**, για τον ωτοβελονισμό, αλλά και το σωματοβελονισμό. Από ανοξείδωτο χειρουργικό ατσάλι.

**Συσκευασία:** Κυτίο 100 τεμαχίων με 100 καφέ αυτοκόλλητα επικάλυψης του σημείου.

Κωδικός	Διαστάσεις	Τιμή
AM0266	0,22mm X 15mm	€ 8



## Μάρκα: SEIRIN

**Χρήση:** Η ειδικά σχεδιασμένη βελόνα για χρήση στην **κοσμητική ιατρική και τον αισθητικό βελονισμό**, της ιαπωνικής εταιρείας SEIRIN.

**Χαρακτηριστικά:** ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ. Αποστειρωμένη, κατασκευασμένη από ειδικό ανοξείδωτο ατσάλι και εργονομικά σχεδιασμένη πλαστική λαβή. Η εισδοχή της είναι πολύ εύκολη και σχεδόν ανώδυνη για τον ασθενή.

**Συσκευασία:** Κυτίο 100 τεμαχίων σε ατομική, πλαστική, διάφανη συσκευασία.

	<b>Κωδικός</b>	<b>Διαστάσεις</b>	<b>Τύπος</b>	<b>Τιμή</b>
	AM0213	0,16mm X 15mm	B type κόκκινο	€ 11

**Χρήση:** Ήμιμόνιμη βελόνα **Ryonex** κυρίως για τον αυτοβελονισμό, αλλά και το σωματοβελονισμό. Υψηλής ποιότητας και με ισχυρό αυτοκόλλητο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα ίδια σημεία βελονισμού μετά από συμβατική θεραπεία με απλές βελόνες, διατηρώντας την αποτελεσματικότητα της θεραπείας για μεγαλύτερο διάστημα.

**Συσκευασία:** Κυτίο 100 τεμαχίων σε ατομική, πλαστική, συσκευασία.

	<b>Κωδικός</b>	<b>Διαστάσεις</b>	<b>Τύπος</b>	<b>Τιμή</b>
	AM0028	0,2mm X 1,5mm	ryonex - ρόζ	€ 20
	AM0172	0,2mm X 1,2mm	ryonex - μπλέ	€ 20
	AM0029	0,2mm X 0,9mm	ryonex - πράσινο	€ 20
	AM0031	0,2mm X 0,6mm	ryonex - κίτρινο	€ 20
	AM0030	0,2mm X 0,3mm	ryonex - πορτοκαλί	€ 20

## **Μάρκα: ASP**

**Χρήση:** Ημιμόνιμη βελόνα **ASP** για τον ωτοβελονισμό. Είναι τοποθετημένη εντός ενός μικρού πλαστικού εμβόλου, που στο πίσω μέρος του, φέρει μαγνήτη για διέγερση του σημείου του ωτός, στο οποίο είναι τοποθετημένη η βελόνα. Διατίθεται σε δύο τύπους, σε steel (ατσάλι) και gold (επικαλυμμένες με χρυσό, για τόνωση των σημείων βελονισμού και αλλεργικούς ασθενείς).

**Συσκευασία:** Κυτίο 80 τεμαχίων σε ατομική, πλαστική συσκευασία και 120 καφέ αυτοκόλλητα επικάλυψης του σημείου του ωτός.

	<b>Κωδικός</b>	<b>Τύπος</b>	<b>Τιμή</b>
	AM0034	Ατσάλι	€ 33
	AM0036	Επίχρυση	€ 40

**Χρήση:** Ημιμόνιμη βελόνα **ASP** για τον ωτοβελονισμό. Είναι τοποθετημένη εντός ενός μικρού πλαστικού εμβόλου που στο πίσω μέρος του φέρει μαγνήτη, για διέγερση του σημείου του ωτός, στο οποίο είναι τοποθετημένη η βελόνα.

**Συσκευασία:** Κυτίο 200 τεμαχίων σε ατομική, πλαστική συσκευασία και 240 καφέ αυτοκόλλητα επικάλυψης του σημείου του ωτός.

	<b>Κωδικός</b>	<b>Τύπος</b>	<b>Τιμή</b>
	AM0035	Ατσάλι	€ 75

## **Μάρκα: Jiajian**

**Χρήση:** Ημιμόνιμη βελόνα (πινεζάκι), κυρίως για τον ωτοβελονισμό, αλλά και το σωματοβελονισμό.

**Συσκευασία:** Κυτίο 100 τεμαχίων με 100 καφέ αυτοκόλλητα επικάλυψης του σημείου του ωτός.

	<b>Κωδικός</b>	<b>Διαστάσεις</b>	<b>Τιμή</b>
	AM0033	0,22mm X 1,5mm	€ 8

# ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Για αγορά συγκεκριμένης ποσότητας βελονών βελονισμού (κυτία 100 τεμαχίων) ανεξαρτήτως διαστάσεων, παρέχουμε ειδικές τιμές ανά κυτίο.


ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΑΡΚΑ ENERGY ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ	ΜΑΡΚΑ ENERGY ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΜΑΡΚΑ DANA ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ	ΜΑΡΚΑ DANA ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ
1-24 κυτία	€ 4,04		€ 5,30	
25 - 49 κυτία	€ 4,04	€ 4	€ 5,30	€ 5,20
50 - 99 κυτία	€ 4,04	€ 3,95	€ 5,30	€ 5,10
100 και άνω	€ 4,04	€ 3,85	€ 5,30	€ 5
25 και άνω κυτία 0,30mm X 100mm ( Κωδ: AM0019)	€ 5,65	€ 5,35		

Στις ανωτέρω τιμές της κατηγορίας **Βελόνες βελονισμού**, δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ .

# Αναλόσιμα βελονισμού



## Dermal needles ( Σφυράκι με 12 ανταλλακτικές κεφαλές )



**AM0037** € 12

Η θεραπεία με τις **dermal** βελόνες είναι βασισμένη στη θεωρία των μεσημβρινών. Χρησιμοποιώντας πολλές κοντές βελόνες και τρυπώντας ελαφρά, συγκεκριμένα σημεία του σώματος. Η θεραπεία με τις **dermal** βελόνες επιτυγχάνει:

- Αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος για την ανακούφιση από τον πόνο.
- Ισορροπία μεταξύ yin και yang.
- Τέντωμα των μυών και εξομάλυνση των φλεβών.
- Αποβολή των τοξινών.
- Προώθηση της κυκλοφορίας του αίματος Qi (τσι).

## Δοχείο απόρριψης βελονών



**AM0039** 2 λίτρων € 2,50

**AM0040** 4 λίτρων € 4

Απαραίτητο για την απόρριψη μολυσμένων και αιχμηρών υλικών, όπως βελόνες βελονισμού κ.λ.π.

## Αυτοκόλλητες ταινίες για ASP βελόνες



**AM0041** 600 τεμάχια € 20

Πρόσθετες αυτοκόλλητες ταινίες, για τις ημιμόνιμες βελόνες ωτός ASP.

## Λογισμικό ωτός (CD-Rom) - Natom Viewer

	<p>Το <b>Natom Viewer</b> είναι ένα γρήγορο και απλό στη χρήση ανατομικό λογισμικό. Σχηματική αναπαράσταση της ανατομίας του ωτός με άμεση οπτικοποίηση των ωτικών σημείων, (Μεσόδερμα - Ενδόδερμα - Εξώδερμα) και απεικόνιση όλων των κύριων σημείων. Παρουσίαση διαφόρων τεχνικών ανίχνευσης σημείων και επεξήγηση των συγκεκριμένων σημείων, στη θεραπεία των διαταραχών πόνου, του συνδρόμου του άγχους, σε εθιστική συμπεριφορά σε ασθένειες με αλλεργικά στοιχεία και σε περιπτώσεις νευραλγίας τριδύμου.</p>
<b>AM0042</b> € 50	<p>Αυτή η ειδική έκδοση περιέχει 100 ανατομικά σχέδια με διεθνής ονοματολογία. Περιλαμβάνεται η δυνατότητα προβολής των σχεδίων, με αναγραφόμενη την ονοματολογία ή χωρίς, (πατώντας το πλήκτρο L). Δυνατότητα επιλογής προβολής της ονοματολογίας σε τρεις γλώσσες, (Αγγλική - Γαλλική - Γερμανική).</p>

## Μεταλλικοί σβώλοι με αυτοκόλλητο "ITO"

	<p>Εφαρμόζονται στην ωτοθεραπεία. Το πλεονέκτημα τους είναι ότι δεν εισάγονται μέσα στο δέρμα και αυτό προσφέρει μεγαλύτερη άνεση στους ασθενείς. Παράλληλα έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα με τις βελόνες ωτός, λόγω της πίεσης που ασκούν συνεχώς στο σημείο θεραπείας.</p> <p>Αυτοί οι μικροί μεταλλικοί σβώλοι κατασκευάζονται από ανοξείδωτο ατσάλι. Πιέζοντας αυτούς πάνω στο δέρμα παράγεται μια ιοντική αντίδραση πάνω στο σημείο εφαρμογής.</p>
<b>AM0043</b> - Ø 1,2mm 300 τεμάχια € 12	

## Σπόροι βοτάνων με αυτοκόλλητο

	<p>Εφαρμόζονται στα σημεία του ωτός ασκώντας πίεση στο δέρμα. Έτσι διεγείρεται το σημείο, ενώ παράλληλα απελευθερώνονται ευεργετικές ουσίες βοτάνων. Είναι γνωστοί με το όνομα "Vacaria". Δεν παράγουν κανένα τύπο αλλεργίας.</p>
<b>AM0044</b> - Ø 1,2mm 300 τεμάχια € 8	

## Pressure Feeler - Ανιχνευτής πίεσης (Μπλε, 250 γρ.)

 <b>AM0045</b> € 25	<p>Χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό των επώδυνων σημείων στο πτερύγιο του ωτός, ασκώντας σταθερή πίεση ισοδύναμη με 250 γραμμάρια.</p> <p>Αποτελεί βασικό εργαλείο στην ωτοθεραπεία.</p>
--	---

## EASYO 1 - Multi pressure feeler

 <b>AM0224</b> € 45	<p><b>Χρήση:</b> Το Easyo 1 είναι ένα καινοτόμο και πρακτικό εργαλείο για την ωτοθεραπεία. Αντικαθιστά τα μεμονωμένα pressure feelers, καθώς μπορείτε να έχετε τρεις ανιχνευτές σε μια συσκευή μόνο. Είναι ένας ανιχνευτής σημείων ωτοβελονισμού, ο οποίος δρα δια μέσω του πόνου ή του παλμού (ωτοϊατρική). Ανιχνεύει τα σημεία του ωτός σαν απάντηση στις αυξανόμενες πιέσεις, οι οποίες διατηρούνται σταθερές κατά τη διάρκεια της μέτρησης. Χρωματισμένοι δείκτες σας βοηθούν να εκτιμήσετε με ακρίβεια το επίπεδο της πίεσης.</p> <p>Έχει 3 επίπεδα πίεσης:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>130 γρ.</b> Ένδειξη <b>μαύρου</b> χρώματος. Για την ανίχνευση του μεσαίου ιστού στην ωτοϊατρική. Θα αναλύσετε την αντίδραση του <b>Σφυγμού Nogier</b> (που ονομάζεται <b>RAC</b> ή <b>VAS</b>), για να δείτε αν το σημείο είναι ενεργό ή όχι.</li><li>• <b>250 γρ.</b> Ένδειξη <b>μπλε</b> χρώματος. Χρησιμοποιείται στην ωτοθεραπεία για την ανίχνευση των επώδυνων σημείων, στα εξωτερικά σημεία και το λοβό του αυτιού.</li><li>• <b>400 γρ.</b> Ένδειξη <b>πορτοκαλί</b> χρώματος. Για την ανίχνευση των μη ευαίσθητων, σκληρών περιοχών του ωτός, που ανταποκρίνονται δυσκολότερα.</li></ul>
--	---

## Μεταλλικοί σβώλοι επιχρυσωμένοι

	<p>Χρησιμοποιούνται στα σημεία του σώματος και του ωτός. Περιέχονται εντός διαφανούς αντιαλλεργικής ταινίας. Διάμετρος Ø 1,2mm. Συσκευασία: 300 τεμάχια</p>
<b>AM0362</b> € 13	

## Ear stamp Self - inking No1

 	<p>Σφραγίδα για το αυτί με δικό της μελάνι. Χρήσιμη κατά τη διάρκεια της κλινικής εξέτασης του πτερυγίου του ωτός. Σας επιτρέπει να καταγράφετε τα σημεία που θα ανιχνεύετε. Αυτονομία μελανιού, ως 20.000 αντίγραφα του ωτός.</p>
<b>AM0048</b> € 45	

## Ωθητήρας βελονών

	<p>Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι και πλαστικό. Η χρήση αυτού του ωθητήρα βελονών είναι ανώδυνη και χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση της εισαγωγής βελονών βελονισμού μικρών διαστάσεων.</p>
<b>AM0244</b> € 20	

## Μετρητής TSUN




Εργαλείο μέτρησης TSUN (ή cun) για τον εύκολο εντοπισμό των σημείων βελονισμού.

Οι αποστάσεις των 0,5 tsun, - 1 tsun – 1,5 tsun – 2 tsun, μπορούν να μετρηθούν ξεχωριστά ανάλογα με την περίπτωση.  
Υψηλής ποιότητας μηχανισμός ξύλου και ορείχαλκου.  
Μήκος 17,5cm.

**AM0280** € 20

# Συσκενές Βελονισμού & Εξαρτήματα



## Ηλεκτροβελονισμός & Ηλεκτρολιπόλυση

### AGISTIM DUO



Το **AGISTIM DUO** είναι συσκευή ηλεκτρικής διέγερσης των σημείων βελονισμού και των αντανακλαστικών ζωνών του δέρματος, με τη χρήση βελονών. Εναλλακτικά η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαδερμική ηλεκτρική νευροδιέγερση (TENS).

**AM0050** € 1800

#### Το AGISTIM DUO χρησιμοποιείται ευρέως:

- **Στον ηλεκτροβελονισμό:** ταχύτερη θεραπεία απ' ότι μόνο με βελόνες.
- **Στη νευροδιέγερση:** διέγερση των νευρικών ινών με ηλεκτρόδια (TENS).
- **Στην αναλγησία:** απελευθέρωση ενδογενών αναλγητικών πεπτιδίων, ανάλογα με τις συχνότητες που επιλέγονται.
- **Στην ηλεκτρολιπόλυση:** αποτελεσματική μείωση στην τοπική λιποδυστροφία.

Έχει το πλεονέκτημα να προσφέρει **8 διαφορετικές επιλογές θεραπείας**.

Ο χρόνος θεραπείας είναι ρυθμιζόμενος από 1 έως 60 λεπτά.

**Οι εκάστοτε παράμετροι λειτουργίας προβάλλονται σε οπτική οθόνη.**

Ο όρος "DUO" σημαίνει ότι το **AGISTIM DUO** είναι ισοδύναμο με δύο ανεξάρτητες συσκευές ηλεκτρικής διέγερσης που συνυπάρχουν ταυτόχρονα.

Έτσι τα 4 κανάλια είναι δυνατόν να λειτουργούν ταυτόχρονα αλλά και ξεχωριστά (2X2).

Κατανέμονται σε δύο ομάδες χρώματος: πράσινου και ροζ.

Η ένταση εξόδου μπορεί να ρυθμιστεί μεμονωμένα σε κάθε κανάλι, ενώ οι τιμές συχνότητας και τρόπου λειτουργίας εκπομπής, μπορούν να επιλέγονται ανεξάρτητα σε καθεμία από τις δύο ομάδες. Το **AGISTIM DUO** προσφέρει άριστη ασφάλεια, διακόπτοντας αυτόματα τη λειτουργία της συσκευής, αν η συχνότητα ή η ένταση του ρεύματος, ξεπερνά τις ανώτατες τιμές.

Οι παλμοί μπορούν να προκληθούν σύμφωνα με:

- Μια οποιαδήποτε συχνότητα μεταξύ 1 και 99 Hz
- Μια από τις **7 συχνότητες NOGIER**, (αυτές οι συχνότητες μεταξύ των 1,14 και 73 Hz είναι καταχωρημένες στη μνήμη της συσκευής).

Η εκπομπή τους μπορεί να γίνει με 4 διαφορετικούς τρόπους:

- Συνεχής εκπομπή παλμών.
- Με σύντομα διαστήματα ανάπαυσης.
- Με μεγάλα διαστήματα ανάπαυσης.
- Με σάρωση συχνότητας.

Το **AGISTIM DUO** επιτρέπει τη σύνδεση έως και 8 βελονών ή ηλεκτροδίων (patch), για **TENS**, με 2 βελόνες ή ηλεκτρόδια ανά κανάλι. Για να αυξηθεί ο παραπάνω αριθμός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια συσκευή "**4 Needle Module**", η οποία επιτρέπει τη σύνδεση 4 βελονών σε καθένα από τα κανάλια του **AGISTIM DUO**.

Στους θεράποντες ιατρούς που επιθυμούν να εφαρμόσουν τις διάφορες τεχνικές ηλεκτρολιπόλυσης, διατίθεται επίσης ένα **KIT LIPOLYSIS**, εξοπλισμένο με 4 συσκευές "**4 Needle Module**", καθώς και ένα ειδικό εγχειρίδιο χρήσης.

Με αυτό τον τρόπο, μπορούν να συνδεθούν 16 βελόνες, για ηλεκτρολιπόλυση.

Τα διαφορετικά χρώματα των καλωδίων επιτρέπουν τον εύκολο εντοπισμό.

Το set του **AGISTIM DUO** παραδίδεται μέσα σε βαλιτσάκι μεταφοράς το οποίο περιέχει:

- ✓ Τη βασική μονάδα **AGISTIM DUO**.
- ✓ Το τροφοδοτικό ισχύος ασφαλείας.
- ✓ Τη μονάδα ελέγχου (Test box). Αυτή επιβεβαιώνει τη σωστή λειτουργία του **AGISTIM DUO** και την κατάσταση των ηλεκτροδίων.
- ✓ 4 ηλεκτρόδια για βελόνες (Προσαρμογή 2 βελονών σε κάθε ηλεκτρόδιο).
- ✓ 4 ηλεκτρόδια διέγερσης (patch) ( $\varnothing 30\text{mm}$  - στρόγγυλα), για **TENS**.
- ✓ 1 εγχειρίδιο χρήσης στην Ελληνική γλώσσα.

## 4 NEEDLE MODULE



AM0052 € 115

Η μικροσυσκευή **4 needle module**, επιτρέπει τη σύνδεση 4 αντί για 2 βελονών, σε κάθε κανάλι εξόδου του **AGISTIM DUO**.

Δυνατότητα σύνδεσης ως και 16 βελονών.

## Ηλεκτρόδιο για βελόνες



AM0057 € 37

Συνδέεται στη συσκευή **AGISTIM DUO** και δίνει τη δυνατότητα χρήσης 2 βελονών.

## Προέκταση ηλεκτροδίου



AM0056 € 37

Συνδέεται στο ηλεκτρόδιο με κωδ: **AM0057** για να παρέχει μεγαλύτερο εύρος κίνησης του ηλεκτροδίου.

## Ηλεκτρόδιο διέγερσης (patch) Ø 30mm - στρόγγυλο



AM0150 - 4 τεμάχια € 16

Συνδέεται στη συσκευή **AGISTIM DUO** και χρησιμοποιείται για διαδερμική ηλεκτρική διέγερση (**TENS**).

## **Ηλεκτρόδιο διέγερσης (patch) 50mm X 50mm - τετράγωνο**



**AM0151** - 4 τεμάχια € 16

Συνδέεται στη συσκευή **AGISTIM DUO** και χρησιμοποιείται για διαδερμική ηλεκτρική διέγερση (**TENS**).

## **KIT LIPOLYSIS**



**AM0051** € 500

Set των **4 needle modules** τα οποία χρησιμοποιούνται στον ηλεκτροβελονισμό ή την ηλεκτρολιπόλυση. Μπορείτε έτσι να συνδέσετε ταυτόχρονα μέχρι 16 βελόνες. Συνοδεύεται από ένα εγχειρίδιο χρήσης στην ελληνική γλώσσα με **οδηγίες για την ηλεκτρολιπόλυση**. Συνδέεται στη συσκευή **AGISTIM DUO**.

## **ES 160 - ITO**



**AM0061** € 800

- ✓ Ηλεκτροβελονισμός
- ✓ Μέτρηση των σημείων Ryodoraku
- ✓ Ανίχνευση σημείων βελονισμού

### **Εφαρμογές:**

- Ανίχνευση των σημείων βελονισμού και εντοπισμός των σημείων πυροδότησης (trigger points).
- Έχει ανεξάρτητα κανάλια για την ηλεκτροδιέγερση με βελόνες.

### **Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:**

- Επιτρέπει την ταυτόχρονη διέγερση δώδεκα βελονών βελονισμού.
- Παρέχει οκτώ διαφορετικούς τρόπους διέγερσης.
- Αποθηκεύει τις παραμέτρους των προηγούμενων θεραπειών. Έχει δεκαέξι προγραμματισμένες θέσεις μνήμης.

- Επιτρέπει στο χρήστη την εύρεση και διέγερση σημείων βελονισμού.
- Ενσωματώνει όλες τις σύγχρονες μεθόδους ασφαλούς λειτουργίας, όπως:
  - Αυτόματος έλεγχος κατά την έναρξη λειτουργίας.
  - Αδυναμία έναρξης λειτουργίας της συσκευής εφόσον δεν είναι κλειστά όλα τα κανάλια.
  - Αυτόματη διακοπή λειτουργίας, εάν η μονάδα δεν χρησιμοποιείται για 5 λεπτά.
  - Ένδειξη λειτουργίας της μπαταρίας.
  - Πλήκτρο παύσης σε έκτακτη ανάγκη.
  - Ήχος λειτουργίας, με on/of.
  - Τονικό σήμα τέλους της θεραπείας.

### **Τεχνικά χαρακτηριστικά:**

- Παροχή ρεύματος: 4 αλκαλικές μπαταρίες (δεν περιέχονται).
- Κανάλια: 6 ανεξάρτητα ρυθμιζόμενα κανάλια.
- Μορφή παλμού: Συμμετρικός διφασικός ορθογώνιος παλμός.
- Εύρος παλμού: 50-400 us, ρυθμιζόμενο.
- Χρόνος θεραπείας: 0-60 λεπτά, ρυθμιζόμενος.
- 3 προρυθμισμένα προγράμματα για την αποφυγή του φαινομένου ανοχής:
  - **πρόγραμμα 1:** 1-6 Hz
  - **πρόγραμμα 2:** 30-100 Hz
  - **πρόγραμμα 3:** 2-100 Hz
- LCD ενδείξεις (οθόνης)
- Διαστάσεις: 239X174X41mm.
- Βάρος: 600 γραμμάρια.

Στη συσκευασία περιέχεται:

- ✓ Η κεντρική μονάδα
- ✓ Probe ανίχνευσης / διέγερσης
- ✓ 6 ηλεκτρόδια για βελόνες
- ✓ 12 clips.

Με την αγορά της συσκευής, δωρεάν το εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική μορφή pdf,  
**"Introduction to Japanese Electro-Acupuncture and Ryodoraku - A Treatment Guide"**  
 (Στην Αγγλική γλώσσα, 58 σελίδες).

## Probe ανίχνευσης / Διέγερσης


<b>AM0062</b> € 100

Συνδέεται στη συσκευή **ES 160 - ITO** και χρησιμοποιείται για την ανίχνευση και διέγερση των σημείων βελονισμού.

## Ηλεκτρόδιο για βελόνες


<b>AM0065</b> 1 τεμάχιο € 13

Συνδέεται στη συσκευή **ES -160 ITO** και δίνει τη δυνατότητα χρήσης 2 βελονών.

## Clips ηλεκτροδίου


<b>AM0064</b> 2 τεμάχια € 8

Clips για σύνδεση στο ηλεκτρόδιο για βελόνες, με κωδικό **AM0065**. Στηρίζουν τις βελόνες που προσαρμόζονται στο ηλεκτρόδιο.

# Ηλεκτρική ανίχνευση & διέγερση σημείων βελονισμού

## PREMIO 20 D/T

	<p><b>Ηλεκτρικός ανιχνευτής &amp; διεγέρτης των σημείων βελονισμού</b></p> <p><b>Πρακτικό:</b> Χωρίς καλώδια ή αξεσουάρ για εγκατάσταση.</p> <p><b>Ακριβής:</b> 9 επίπεδα διαφορικής ανίχνευσης με LED ενδείξεις.</p> <p><b>Καινοτόμο:</b> Συχνότητα κυματισμού κατά τη λειτουργία διέγερσης, ανάμεσα σε 1 και 100 Hz</p> <p><b>AM0195</b> € 700</p>
---	--


## ΟΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

### ANIXNEYSIH

- Χαμηλής έντασης ρεύμα, για να μην παρεμβάλλεται στο σημείο.
- Συνεχής πίεση του ηλεκτροδίου στην επιδερμίδα.
- Σύστημα ανίχνευσης σημείων βελονισμού, υψηλής ακρίβειας
- Είναι δυνατή η ανίχνευση στη χαμηλή αντίσταση (**Gold**), ή στην υψηλή (**Silver**).
- Ένδειξη συνεχούς μέτρησης σε 9 επίπεδα
- Λαβή γείωσης για τον ασθενή

### ΔΙΕΓΕΡΣΗ

- Πιέζοντας το πλήκτρο D/T, ενεργοποιείται η διέγερση με τη σάρωση των 7 συχνοτήτων του Nogier (συμπεριλαμβάνεται η συχνότητα 1.14 Hz).
- Αυτόματη προσαρμογή της έντασης διέγερσης: Χωρίς πόνο ή αίσθηση καψίματος.
- Εκπομπή μικρού ηχητικού σήματος που υπενθυμίζει ότι η λειτουργία της διέγερσης σημείων είναι σε εξέλιξη.
- Ο χρόνος διάρκειας ρυθμίζεται από ένα δυνατότερο ηχητικό σήμα κάθε 30 δευτερόλεπτα.
- Πιέζοντας πάλι το πλήκτρο D/T, επιστρέφετε στη λειτουργία ανίχνευσης.



## **ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ & ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ**

### **ANIXNEYSH**

- Ειδικό ακροφύσιο "ERT nozzle" για την ανίχνευση των σημείων του σώματος.
- Προοδευτικός φωτισμός διόδων ανάλογα με τη μέτρηση.
- Άμεση ανάγνωση της μέτρησης που επιβεβαιώνεται από ένα ηχητικό σήμα.
- Απομνημόνευση του σημείου που ανιχνεύεται με τη χαμηλή αντίσταση.
- Αξιοπιστία: Η λαβή γείωσης που κρατάει ο ασθενής, απομονώνει τον θεραπευτή από το κύκλωμα μέτρησης.

### **ΔΙΕΓΕΡΣΗ**

- Πιέζοντας το πλήκτρο D/T, ενεργοποιείτε την κατάλληλη διέγερση για τις ανάγκες του ασθενούς σας.
- KAINOTOMIA: Εκπομπή **συχνότητας κυματισμού**.
- Θεραπεία με τη σάρωση των συχνοτήτων του Nogier.
- Εκπομπή μετρίου ηχητικού σήματος που υπενθυμίζει ότι η λειτουργία της διέγερσης σημείων είναι σε εξέλιξη.
- Ο χρόνος διάρκειας ρυθμίζεται από ένα δυνατότερο ηχητικό σήμα κάθε 30 δευτερόλεπτα.
- Πιέζοντας πάλι το πλήκτρο D επιστρέφετε στη λειτουργία ανίχνευσης.

### **ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ**

Αυτός ο τρόπος διέγερσης εξισορροπεί το σημείο και την κυκλοφορία στο μεσημβρινό, με εναλλασσόμενες επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις της συχνότητας παλμών.

### **ΔΙΑΣΠΟΡΑ (100 ως 1 Hz)**

Σε λίγα δευτερόλεπτα θα διασκορπίσετε το Qi (τσι) και θα αφαιρέσετε την ενεργειακή στάση. Η διασπορά επιτυγχάνεται μειώνοντας τη συχνότητα εκπομπής παλμών.

### **ΤΟΝΩΣΗ (1 ως 100Hz)**

Γρήγορη και ελεγχόμενη διέγερση των σημείων βελονισμού. Ενεργοποιεί το αποτέλεσμα, μέσω της επιτάχυνσης της συχνότητας εκπομπής παλμών.

## **PREMIO 20 D**



**Ηλεκτρικός ανιχνευτής των σημείων βελονισμού**

**Πρακτικό:** Χωρίς καλώδια ή αξεσουάρ για εγκατάσταση.

**Ακριβής:** 9 επίπεδα διαφορικής ανίχνευσης με LED ενδείξεις.

**AM0203** € 600

## **ΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ**

### **ANIXNEYSH**

- Χαμηλής έντασης ρεύμα, για να μην παρεμβάλλεται στο σημείο.
- Συνεχής πίεση του ηλεκτροδίου στην επιδερμίδα.
- Σύστημα ανίχνευσης σημείων βελονισμού, υψηλής ακρίβειας
- Είναι δυνατή η ανίχνευση στη χαμηλή αντίσταση (**Gold**), ή στην υψηλή (**Silver**).
- Ένδειξη συνεχούς μέτρησης σε 9 επίπεδα
- Λαβή γείωσης για τον ασθενή

## **ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ & ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ**

### **ANIXNEYSH**

- Ειδικό ακροφύσιο "**ERT nozzle**" για την ανίχνευση των σημείων του σώματος.
- Προοδευτικός φωτισμός διόδων ανάλογα με τη μέτρηση.
- Άμεση ανάγνωση της μέτρησης που επιβεβαιώνεται από ένα ηχητικό σήμα.
- Απομνημόνευση του σημείου που ανιχνεύεται με τη χαμηλή αντίσταση.
- Αξιοπιστία: Η λαβή γείωσης που κρατάει ο ασθενής, απομονώνει τον θεραπευτή από το κύκλωμα μέτρησης.



## POINTER EXCEL II



### Ανιχνευτής και διεγέρτης σημείων βελονισμού

Το pointer excel II είναι μια συσκευή χειρός, για τον εντοπισμό και τη διέγερση των σημείων βελονισμού και των trigger points. Διαθέτει button για άμεση θεραπεία του σημείου ή της περιοχής με ηλεκτροδιέγερση, αφού ανιχνευθεί το σημείο. Η ψηφιακή οθόνη βοηθά το χρήστη να εντοπίσει το πιο έκδηλο σημείο βελονισμού, καθώς ο αριθμός αυξάνεται με τη μείωση της ηλεκτρικής αντίστασης του δέρματος. Όταν φθάσει στο μέγιστο αριθμό, ένα σημείο βελονισμού ανιχνεύθηκε και η θεραπεία μπορεί ν' αρχίσει. Το νέο αυτό μοντέλο διαθέτει επιπλέον χαρακτηριστικά, όπως η ρυθμιζόμενη συχνότητα από 1 ως 16 Hz, και διακόπτη αντιστροφής πολικότητας (για τόνωση ή καταστολή). Η συσκευή λειτουργεί με αλκαλική μπαταρία των 9 Volt, (A 9V).

**AM0070** € 160

### Η συσκευασία περιλαμβάνει:

- Την κεντρική μονάδα
- Μπαταρία 9 volt
- Δύο ακροφύσια, 2mm και 4mm
- Λαβή γείωσης
- Λαβίδα ρύθμισης ήχου
- Εγχειρίδιο χρήσης

### Βασική αρχή:

Στην επιφάνεια του σώματος, η ηλεκτρική αντίσταση ενός trigger point ή ενός αντανακλαστικού σημείου, είναι χαμηλότερη από τη γύρω περιοχή του. Όταν ο ανιχνευτής αγγίζει ένα σημείο χαμηλής αντίστασης, η συσκευή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα, του οποίου η ένταση αυξάνεται, όσο ανιχνεύει σημεία χαμηλότερης ηλεκτρικής αντίστασης. Επίσης η πράσινη ένδειξη LED, θα αναβοσβήνει συνεχώς όταν το σημείο ανιχνευθεί.

## Χαρακτηριστικά:

- Η συσκευή διαθέτει ψηφιακή οθόνη, όπου εμφανίζει τη συχνότητα λειτουργίας (από 1 ως 16 Hz) και μια κλίμακα ευαισθησίας ανίχνευσης με μέγιστη ένδειξη το 500.
- Ο διακόπτης πολικότητας επιτρέπει τον τρόπο της διέγερσης και την αντιστροφή από το + (τόνωση) στο - (καταστολή) και αντιστρόφως, κατά τη διάρκεια της θεραπείας βελονισμού. Κάνοντας την αντιστροφή, θα πρέπει πρώτα να μειωθεί η ένταση για να αποφευχθεί μια απότομη αύξηση της έντασης για τον ασθενή.
- Μόλις ανιχνευθεί το σημείο μπορούμε να πατήσουμε το button Ανίχνευσης / Διέγερσης, για την άμεση θεραπεία του σημείου. Επιλέγουμε έναν ηλεκτρικό παλμό από το 1 ως και 16 Hz, στρέφοντας το διακόπτη συχνότητας. Η ένταση επίσης μπορεί να ρυθμιστεί από το 0 ως 22mA. Η ένταση ελέγχεται με το πλήκτρο με την ένδειξη "INT".

### **• Εναλλάξιμα ακροφύσια.**

Δύο διαφορετικά ακροφύσια (διαμέτρου, 2mm & 4 mm ), παρέχονται για διαφορετικές εφαρμογές. Το μικρότερο είναι κατάλληλο για τα σημεία του ωτός και το μεγαλύτερης διαμέτρου, είναι κατάλληλο για τα σημεία του σώματος.

### **• Ρύθμιση ευαισθησίας.**

Η συσκευή διαθέτει λειτουργία "ευαισθησίας ανίχνευσης". Το πλήκτρο "**SEN**" χρησιμοποιείται για να αυξήσει ή να μειώσει την ευαισθησία όταν υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες στο δέρμα, (δηλαδή ξηρό ή υγρό δέρμα).

### **• Λαβή γείωσης**

Ο ασθενής πρέπει να κρατάει στο χέρι του τη λαβή γείωσης, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πλήρες ηλεκτρικό κύκλωμα. Αυτό το αξεσουάρ συνδέεται και αποσυνδέεται εύκολα από τη συσκευή. **Σημείωση:** Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όμως και χωρίς τη λαβή γείωσης. Σ' αυτή την περίπτωση, ο θεραπευτής πρέπει να είναι σε επαφή με την **πλάκα γείωσης** ( τη μία εκ των δύο της συσκευής) και παράλληλα να είναι σε επαφή με το δέρμα του ασθενούς, για να ολοκληρωθεί το ηλεκτρικό κύκλωμα.

### **• Διακόπτης ρύθμισης συχνότητας**

Ρυθμίζει τη συχνότητα κατά τη διάρκεια της θεραπείας, επιλέγοντας από 1 ως 16 Hz. Η επιλεγμένη συχνότητα εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής.

### **• Πλάκες γείωσης**

Υπάρχουν δύο πλάκες γείωσης, η μια στο μπροστινό αριστερό μέρος της συσκευής και η άλλη στο κάτω μέρος.

## Paingone Pen


### **Ειδοποίηση: Απαγορεύεται η χρήση του στην περιοχή του κεφαλιού**

	<p>Επαναστατική ιατρική συσκευή κλάσης II, ταχείας δράσης. Ανακουφίζει από τον πόνο εύκολα και γρήγορα. Λειτουργεί με ελεγχόμενη ηλεκτρονική συχνότητα που παράγεται από κρυστάλλους χαλαζία. Αυτή η συχνότητα μπορεί να προσφέρει ανακούφιση από τον πόνο άμεσα, χάρη στην παραγωγή ενδορφινών.</p>
	<b>AM0363 € 50</b>

Θεραπεύστε κάθε σημείο βελονισμού κάνοντας «κλικ» περίπου 20-25 φορές. Έχουν διεξαχθεί μελέτες με θετικά αποτελέσματα σε ασθενείς με διάφορα είδη χρόνιου πόνου όπως: Οστεοαρθρίτιδα γόνατος και δακτύλων, tennis elbow, χρόνιους πόνους σε πλάτη και άνω ή κάτω άκρα, μυοσκελετικούς πόνους, ινομυαλγία. Δεν έχει παρενέργειες. Μέση διάρκεια χρήσης: 100.000 παλμοί. Δεν απαιτείται ρεύμα ή μπαταρία για τη λειτουργία της.

Η έρευνα έχει δείξει ότι οι συσκευές διέγερσης σημείων, όπως το **Pain Gone** μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για μη επεμβατικό βελονισμό. Εντοπίστε τα σχετικά σημεία του βελονισμού. Όταν αντιμετωπίζετε μια πάθηση για την οποία αναφέρονται περισσότερα από τρία σημεία, ξεκινήστε δοκιμάζοντας τα πρώτα τρία σημεία. Εάν το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό, αλλάξτε τα σημεία μέχρι να βρείτε τον καλύτερο συνδυασμό για εσάς. Κάντε κλικ 20-25 φορές σε κάθε σημείο βελονισμού που θεραπεύετε. Όταν αντιμετωπίζετε την ημικρανία ή τον πονοκέφαλο, πρέπει να εφαρμόσετε διέγερση στην αντίθετη πλευρά του σώματος. Εάν ο πονοκέφαλος ή η ημικρανία είναι στη δεξιά πλευρά του κεφαλιού, θα πρέπει να εφαρμόσετε διέγερση στην αριστερή πλευρά του σώματός σας, για παράδειγμα στο αριστερό μπράτσο ή στο αριστερό χέρι.

## *Προπλάσματα*



## Πρόπλασμα ανδρός με ξύλινη βάση - 55 cm



Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό. Στη δεξιά πλευρά απεικονίζει τους μυς του σώματος και στην αριστερή τα σημεία βελονισμού, αριθμημένα με την αγγλική ονοματολογία και με κινέζικους χαρακτήρες.

**AM0078** € 40

## Πρόπλασμα ανδρός με πλαστική βάση - 50 cm



Απεικονίζει τα σημεία βελονισμού, τους μεσημβρινούς, τους παράδοξους μεσημβρινούς, τα έξτρα σημεία και τα νέα σημεία. Περιλαμβάνει 361 σημεία βελονισμού σύμφωνα με την αγγλική ονοματολογία και 80 έξτρα σημεία.

**AM0079** € 28

## Πρόπλασμα ανδρός με ξύλινη βάση - 50 cm



Απεικονίζει τα σημεία βελονισμού και τους μεσημβρινούς.

**AM0080** € 28

## Πρόπλασμα γυναικός με πλαστική βάση - 46 cm



Απεικονίζει τα σημεία βελονισμού, τους μεσημβρινούς, τους παράδοξους μεσημβρινούς, τα έξτρα σημεία και τα νέα σημεία. Περιλαμβάνει 361 σημεία βελονισμού σύμφωνα με την αγγλική ονοματολογία και 80 έξτρα σημεία.

**AM0081** € 28

## Πρόπλασμα ανδρός - 26 cm



Απεικονίζει τα σημεία βελονισμού.

**AM0082** € 16

## Πρόπλασμα κεφαλής - 20 cm



Ανατομικό μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού από μαλακό καουτσούκ, σε λευκό χρώμα. Απεικονίζει τα σημείου βελονισμού και τα αριθμεί σύμφωνα με την αγγλική ονοματολογία. Περιλαμβάνει εγχειρίδιο στα αγγλικά.

**AM0083** € 12


## Πρόπλασμα κεφαλής - 21 cm



Ανατομικό μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού από μαλακό καουτσούκ, σε λευκό χρώμα. Απεικονίζει τα σημείου βελονισμού και τα αριθμεί σύμφωνα με την αγγλική ονοματολογία. Περιλαμβάνει εγχειρίδιο στα αγγλικά.

**AM0242** € 12


## Ανατομικό μοντέλο αυτιών (ζευγάρι) - 8 cm



Απεικονίζουν τα σημεία ωτός, αριθμημένα από το 1 ως το 57. Περιλαμβάνεται εγχειρίδιο στα αγγλικά, στο οποίο υποδεικνύεται το όνομα και η θέση των κύριων σημείων του ωτός.

**AM0084** € 12

## Ανατομικό μοντέλο αριστερού ωτός - 13 cm



Απεικονίζει τα σημεία ωτός. Περιλαμβάνεται εγχειρίδιο στα αγγλικά, στο οποίο υποδεικνύεται το όνομα και η θέση των κύριων σημείων του ωτός.

**AM0085** € 12

## Ανατομικό μοντέλο αριστερού ωτός με ξύλινη βάση - 22 cm



Απεικονίζει τα σημεία ωτός. Περιλαμβάνεται εγχειρίδιο στα αγγλικά, στο οποίο υποδεικνύεται το όνομα και η θέση των κύριων σημείων του ωτός.

**AM0086** € 12

## Ανατομικό μοντέλο αυτιών από σιλικόνη (ζευγάρι) - 7,5 cm



Μαλακό υλικό για την εύκολη εισδοχή των βελονών.  
Τα σημεία βελονισμού δεν αναγράφονται.  
Συνιστάται για πρακτική εξάσκηση.  
Χρώμα: Λευκό

**AM0245** € 20

# Μοξοθεραπεία

Η Μοξοθεραπεία είναι μια τεχνική που συνδέεται στενά και συχνά ασκείται παράλληλα με το βελονισμό. Είναι η εφαρμογή θερμότητας σε ειδικά σημεία και περιοχές του σώματος. Η θερμότητα παράγεται από βότανα που καίγονται. Συνήθως χρησιμοποιείται η **αψιθιά** (*Artemisia Vulgaris*). Η θερμότητα δυναμώνει την ζωτική ενέργεια και ελευθερώνει τη ροή της.



## ΜΟΧΑ πούρα



**AM0094** 10 τεμάχια € 12

Αυτός ο τύπος μοχα παράγεται από ένα μείγμα φυτών, μεταξύ των οποίων είναι και η Αρτεμισία. Το μήκος κάθε πούρου είναι 21,5cm και κατά την καύση παράγεται καπνός.

## ΜΟΧΑ πούρα (καρβουνάκι)



**AM0095** 5 τεμάχια € 8

Η Αρτεμισία καίγεται και στη συνέχεια συμπυκνώνεται, για να σχηματίσει τη Μοχα καρβουνάκι. Αυτό επιτυγχάνει ελάχιστη παραγωγή καπνού κατά την καύση. Η κοιλότητα στο μέσω του πούρου επιτρέπει την ευκολότερη ανάφλεξη του.

Μήκος 10cm.

Διάμετρος 1,5cm.

## Moxa stick με αυτοκόλλητο



**AM0190** 180 τεμάχια € 12

Αυτός ο τύπος μοχα είναι κατασκευασμένος από καθαρή Αρτεμισία. Ο σχεδιασμός του, επιτρέπει τη συγκέντρωση της θερμότητας στο σημείο βελονισμού που θέλετε να θεραπεύσετε, χάρη στη μικρή οπή που βρίσκεται στο κάτω μέρος του stick. Κατά την καύση παράγεται καπνός.

## Moxa stick με αυτοκόλλητο και προστατευτικό πλέγμα



**AM0202** 30 τεμάχια € 20

Παρασκευασμένη από καθαρή Αρτεμισία. Κατά την καύση παράγεται καπνός. Stick μεγάλων διαστάσεων 25X25mm και με προστατευτικό πλέγμα στο εσωτερικό του.

## Moxa ημικομμένων κώνων για βελόνα



**AM0191**  
100 ημι-κομμένοι κώνοι € 12

Κατασκευασμένοι από καθαρή Αρτεμισία. Χρησιμοποιούνται στην τεχνική "Hot needle", κατά την οποία η θερμότητα μεταφέρεται μέσω της βελόνας στο σώμα, ενισχύοντας το αποτέλεσμα του βελονισμού. Κατά την καύση παράγεται καπνός. Η συσκευασία περιέχει 10 πούρα, ημι-κομμένα σε 10 κώνους το καθένα.

## Moxa κώνοι για βελόνα (καρβουνάκι)



**AM0096** 200 κώνοι € 12

Κατά την καύση παράγεται ελάχιστος καπνός.  
Μήκος 1 cm. Διάμετρος 1 cm.

## **Μοxa κώνοι με αυτοκόλλητο (καρβουνάκι)**



**AM0097** 180 κώνοι € 12

Κατά την καύση παράγεται ελάχιστος καπνός.

## **Μοxa αρωματικών stick με αυτοκόλλητο**



**AM0201** 50 stick € 20

Κατά την καύση δεν παράγεται καπνός και εκπέμπεται φρουτώδες άρωμα. Μπορούν να εφαρμοστούν τόσο στα σημεία βελονισμού, όσο και απευθείας στις επώδυνες περιοχές.

## **Μοxa κώνοι για βελόνα**



**AM0098** 200 κώνοι € 12

Κατασκευασμένοι από καθαρή Αρτεμισία. Χρησιμοποιούνται στην τεχνική "Hot needle", κατά την οποία η θερμότητα μεταφέρεται μέσω της βελόνας στο σώμα, ενισχύοντας το αποτέλεσμα του βελονισμού.  
Κατά την καύση παράγεται καπνός.

## **Μοxa Σκόνη**

	<p>Πρόκειται για υψηλής ποιότητας γνήσια μοxa. Έχει παρασκευαστεί από φυτά Αρτεμισίας ηλικίας 5 ετών. Κατά την καύση παράγεται καπνός.</p>
<b>AM0100</b> 500 γραμμάρια. € 20	

## **Στατήρας**

	<p>Χρησιμοποιείται για το σβήσιμο ή τη στήριξη του πούρου μοxa. Είναι κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας ατσάλι. Διάμετρος 1,9cm.</p>
<b>AM0101</b> € 8	

## **Στατήρας με θήκη**

	<p>Χρησιμοποιείται για το σβήσιμο ή τη στήριξη του πούρου μοxa και περιέχει θήκη για τη στάχτη από την καμένη μοxa. Είναι κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας ατσάλι. Διάμετρος 1,9cm.</p>
<b>AM0105</b> € 8	

## Συσκευή καύσης moxa

	<p>Κατασκευασμένη από χαλκό, με ανθεκτική πλαστική χειρολαβή. Χρησιμοποιείται με σκόνη ή κώνους moxa. Μετακινώντας τη συσκευή γύρω από τις περιοχές που πρόκειται να θεραπευτούν, ή κατά μήκος των μεσημβρινών, με τη θερμότητα που παράγεται από τη moxa, επιτυγχάνουμε αίσθηση ευεξίας και αποτελεσματική θεραπεία. Σε περίπτωση που ο ασθενής αισθανθεί έντονη ζέστη, χρησιμοποιούμε ένα λεπτό ένδυμα μεταξύ της συσκευής και του δέρματος, για να αποφύγουμε την περίπτωση εγκαύματος. Ενδείκνυται για τη θεραπεία μεγάλων περιοχών του σώματος.</p>
<b>AM0102</b> € 16	Διαστάσεις συσκευής: 5X4cm. Μήκος με τη χειρολαβή: 19cm

## Ξύλινο κουτί καύσης moxa

	<p>Χρησιμοποιείται με σκόνη ή κώνους moxa. Το κουτί διαθέτει πλευρικά δύο ρυθμιζόμενα παραθυράκια, για την παρακολούθηση της ταχύτητας καύσης της moxa. Ενδείκνυται για τη θεραπεία μεγάλων περιοχών του σώματος. Διαστάσεις: 13,5cm X 9,5cm X10cm.</p>
<b>AM0103</b> € 20	

## Κρέμα moxa

	<p>Φυσική κρέμα που εφαρμόζεται ως μοξοθεραπεία απευθείας στο δέρμα. Συστατικά: Φασκόμηλο, βαζελίνη, μενθόλη, καμφορά, έλαιο γαρυφάλλου.</p> <p><b>Χρήση:</b> Εφαρμόστε την κρέμα μόνα κατά προτίμηση, αφού θερμάνετε την περιοχή με μια θερμαντική λάμπα. Επαναλάβετε τη χρήση της κρέμας 2 ή 3 φορές κατά τη θεραπεία. Διακόψτε τη χρήση αν ο ασθενής αισθανθεί δυσφορία ή δημιουργηθεί αλλεργία (π.χ. εξάνθημα ή κόκκινα σημάδια). Δεν συνιστάται η χρήση σε παιδιά.</p>
<b>AM0177</b> 20 γραμμάρια € 12	

## Κουτί για μοxa πoύra - Τρεις υποδοχές

	<p>Κατασκευασμένο από μπαμπού, με πλέγμα προστασίας εντός του κουτιού και μεταλλικό άγκιστρο για συγκράτηση του πούρου. Διαστάσεις 17 X 8 cm. Μέγιστη χρήση: 50 φορές.</p>
<b>AM0107</b>	€ 12

## Κουτί για μοxa πoύra - Μία υποδοχή

	<p>Κατασκευασμένο από μπαμπού, με πλέγμα προστασίας εντός του κουτιού και μεταλλικό άγκιστρο για τη συγκράτηση του πούρου. Διαστάσεις 7 X 5 cm. Μέγιστη χρήση: 50 φορές.</p>
<b>AM0108</b>	€ 8

## Aplicater Moxa διπλό

	<p>Οι δύο πλευρικοί του κύλινδροι περιστρέφονται καθώς το aplicater κινείται επάνω στο σώμα. Διαστάσεις 17cmX13cmX3cmX5cm. Η συσκευασία περιλαμβάνει το aplicater και 18 μοxa κώνους, οι οποίοι τοποθετούνται μέσα στους κυλίνδρους</p>
<b>AM0349</b>	€ 40

## Moxa κώνοι

	<p>Κατά την καύση τους παράγεται καπνός Διάμετρος: 1,9cm – Μήκος 2,7cm Συσκευασία 18 τεμαχίων Συνιστάται για χρήση με το Aplicater moxa, (κωδ: AM0349)</p>
<b>AM0350 €5</b>	

## Σφυρί για Μοξοθεραπεία

	<p>Με ξύλινη λαβή και προστατευτική βάση. Χρησιμοποιείται εισάγοντας το κλασικό πούρο moxa εντός του σφυριού. Διαστάσεις: Λαβή: 24cm, ύψος: 10cm</p>
<b>AM0351 €15</b>	

## Moxa stick με αυτοκόλλητο

	<p>Αυτός ο τύπος moxa είναι κατασκευασμένος από καθαρή Αρτεμισία. Κατά την καύση παράγεται καπνός. Διάμετρος: 0,7 cm. Μήκος 3 cm.</p>
<b>AM0267 50 τεμάχια €12</b>	

## Μόξα κώνοι με αυτοκόλλητο (Changsha)

 <b>AM0290</b> € 12	<p>Η θερμότητα μπορεί να ρυθμιστεί πιέζοντας τη μόξα έξω από τον κώνο με τον πλαστικό ωθητήρα. Για να κολλήσει στο δέρμα ο κύλινδρος, υγραίνουμε λίγο το κάτω μέρος του κυλίνδρου. Διαστάσεις: 0,8cmX1,2cm.</p> <p><b>Συσκευασία:</b> 42 κύλινδροι και ένας πλαστικός ωθητήρας.</p>
---	---

## Moxa stick με αυτοκόλλητο (καρβουνάκι)

 <b>AM0268</b> 50 τεμάχια €12	<p>Αυτός ο τύπος τοχα είναι κατασκευασμένος από καθαρή Αρτεμισία. Κατά την καύση παράγεται ελάχιστος καπνός. Διάμετρος: 0,7 cm. Μήκος 3 cm.</p>
--	---

## ΜΟΧΑ πούρα (καρβουνάκι) Nan Yang

 <b>AM0361</b> 5 τεμάχια € 12	<p>Η Αρτεμισία καίγεται και στη συνέχεια συμπυκνώνεται, για να σχηματίσει τη Μοχα καρβουνάκι. Αυτό επιτυγχάνει ελάχιστη παραγωγή καπνού κατά την καύση. Διαστάσεις: 1,4 X 11cm (Διάμετρος X μήκος).</p>
---	---

## PREMIO 10 - MOXA



**AM0370 €900**

Η θεραπεία μέσω της θερμότητας, είναι μια μη επεμβατική πρακτική που προάγει την χαλάρωση των μυών, μειώνει την δυσκαμψία, αυξάνει τοπικά την κυκλοφορία του αίματος, και τονώνει το ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτή η θερμότητα καταπολεμά αποτελεσματικά τον πόνο και έχει έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική, στην οποία χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση για χλιάδες χρόνια και ονομάζεται Μοξοθεραπεία.

To **Premio 10 Moxa** είναι μια συσκευή ειδικά σχεδιασμένη, να είναι εξίσου αποτελεσματική με την παραδοσιακή μοξοθεραπεία.

Εξαιρετικά απλή και γρήγορη στη χρήση, χωρίς την οσμή, τον καπνό, το άναμμα και το σβήσιμο της παραδοσιακής μόξα. Ο ειδικά σχεδιασμένος πομπός υπερύθρων που αναπτύχθηκε για το Premio 10 Moxa, έχει χαρακτηριστικά εκπομπής φάσματος, βασισμένα σε αυτά της Αρτεμισίας στην καύση, τόσο ως προς το πλάτος του φάσματος όσο και ως προς την κατανομή μεταξύ του κοντινού, μέσω και άνω υπερύθρου. Αυτά κινητοποιούν φυσιολογικούς υποδοχείς, ανεξάρτητα από τον τύπο ή το βάθος, ισοδύναμα με την παραδοσιακή μόξα.

**Πιο απλή και το ίδιο αποτελεσματική με την παραδοσιακή μοξοθεραπεία.**

- ◆ Ίδιο φάσμα
- ◆ Ίδιες εφαρμογές
- ◆ Ίδια αποτελέσματα

**Η συσκευασία περιλαμβάνει:** Την κύρια συσκευή, βαλιτσάκι μεταφοράς, τροφοδοτικό ρεύματος, συμπυκνωτή, εγχειρίδιο χρήσης.

## Μόξα applicator 5 θέσεων



**AM0366 €8**

Για εφαρμογή μοξοθεραπείας σε περιοχές του σώματος



**AM0367 €10**

Κατάλληλοι για χρήση με το **Applicator moxa (κωδ: AM0366)**. Κατά την καύση τους παράγεται καπνός. Διάμετρος 0,5cm. Μήκος 1,5cm. Συσκευασία: 200 τεμάχια.

# LASERS ΓΙΑ ΤΟ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟ

## Διέγερση με laser

Είστε οδοντίατροι, κτηνίατροι, φυσικοθεραπευτές, βελονιστές, ρεφλεξολόγοι, ωτοθεραπευτές; Η **SEDATELEC** σας παρέχει καινοτόμα, εργονομικά, φορητά και πρακτικά lasers.

Με απόλυτη ασφάλεια, ανακαλύψτε τα οφέλη της φωτοβιοδιαμόρφωσης με laser.

## Γιατί να χρησιμοποιήσετε ένα soft laser;

Τα «κρύα» laser έχουν δύο κύριους τύπους εφαρμογών:

Την **αντανακλαστική θεραπεία** και την **τοπική διέγερση**.

Στον βελονισμό, την ωτοθεραπεία, τις αντανακλαστικές θεραπείες, το laser καλείται να αντικαταστήσει τις βελόνες διεγείροντας ένα σημείο.

Στη φυσικοθεραπεία, το laser εφαρμόζεται τοπικά σε μια περιοχή. Δρα στη σύνθεση πρωτεϊνών (ATP) μέσω μιτοχονδρίων και έχει

αντιφλεγμονώδη, αναλγητική, χαλαρωτική και αναγεννητική δράση.

Και στους δύο τύπους διέγερσης, τα κρύα lasers δεν έχουν θερμική δράση και σέβονται τους ιστούς, των οποίων τις φυσικές βιολογικές ιδιότητες διεγείρουν.

Η διέγερση με laser είναι γρήγορη και ανώδυνη από τη φύση της, επειδή δεν απαιτεί εισδοχή στο δέρμα.

# LASERS ΓΙΑ ΤΟ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟ

## Πληροφορία στην καρδιά του κυττάρου

Το laser, μια δέσμη φωτός με ισχυρή χωρική και χρονική συνοχή, μεταφέρει την ενέργεια στην «καρδιά» των κυττάρων. Αυτή η ενέργεια προκαλεί την ενδοκυτταρική κατασκευή του ATP από τα μιτοχόνδρια. Οι μεταγραφείς που κινητοποιούνται έτσι θα:

### Ενισχύουν την πρωτεΐνοσύνθεση

**Αυξήσουν τη διάχυση των μορίων** που εμπλέκονται σε φλεγμονώδεις διεργασίες και διαμορφώσουν ορισμένες κυτοκίνες και νευροδιαμεσολαβητές.

### Προάξουν την κυτταρική οξυγόνωση...

Αυτές οι αλληλεπιδράσεις σε μοριακό επίπεδο θα οδηγήσουν σε αλλαγές στην κυτταρική λειτουργία, όπως η διευκόλυνση της μικροκυκλοφορίας και όλες οι θετικές συνέπειές της στην τοπική αναγέννηση.

## Χαρακτηριστικά των Lasers της SEDATELEC

Είτε πρόκειται για τη διέγερση του σημείου ή της περιοχής, τα Lasers της Sedatelec έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

**Μήκος κύματος 905 nm:** Σε αυτό το μήκος κύματος η απορρόφηση από το νερό και η αντανάκλαση από την αιμοσφαιρίνη και τη μελανίνη είναι η μικρότερη.

**Υψηλή μέγιστη ισχύς έως 100W:** επιτρέπει την πρόσβαση σε βαθιές περιοχές.

**Παλμική ή υπερπαλμική εκπομπή:** Παλμός <100 nanoseconds, παρέχοντας πολύ χαμηλή ενέργεια για την αποφυγή της υπερθέρμανσης.

**Συχνότητες Nogier:** Καλύτερο αποτέλεσμα μέσω συγκεκριμένων συχνοτήτων.

## **PREMIO 30 EVO LASER DUO**

**Ειδικά σχεδιασμένο για το βελονισμό**

	<p>Είναι ένα αποτελεσματικό, ανώδυνο και εργονομικό laser. Παρέχει μέσω υπέρυθρης ακτίνας laser, διέγερση στα <b>σημεία βελονισμού</b> (συμπεριλαμβανομένων και αυτών του προσώπου), στα <b>σημεία του ωτός</b> και στα <b>trigger points</b>.</p> <p><b>AM0241</b> € 2350</p>
---	--

**Καινοτομία: Κυματισμός των συχνοτήτων για την αναζωγόνηση του Qi**

◆ **Αναζωγόνηση του Qi**

Παραδοσιακά, ανάλογα με τα σημεία που θέλουμε να προσεγγίσουμε, χρησιμοποιούμε διαδικασία περιστροφής της βελόνας, εισάγοντας τη βαθειά στους ιστούς, ή τραβώντας την, για να επαναφέρουμε την ενέργεια Qi (Τσι).

Μπορούμε επίσης να πετύχουμε παρόμοιο αποτέλεσμα, χρησιμοποιώντας ηλεκτρική, ή LASER διέγερση στο σημείο βελονισμού, σε μια συγκεκριμένη συχνότητα η οποία προκαλεί την αντίδραση, αν και γνωρίζουμε ότι αν αυτή η συχνότητα παραμείνει για πολύ μεγάλο διάστημα, ο οργανισμός δεν ανταποκρίνεται στην επιπλέον διέγερση.

◆ **Νέα καινοτομία της SEDATELEC: Wobulation (κυματισμός)**

Η **SEDATELEC** έχει αναπτύξει μια συγκεκριμένη προσέγγιση, που δεν βασίζεται πλέον στις επαναλαμβανόμενες συχνότητες, αλλά στη δυναμική, την επιτάχυνση ή την επιβράδυνση, καθώς η διακύμανση του σήματος της ακτίνας laser, θεωρείται ότι αποτελεί τη βάση της πληροφορίας που αποκωδικοποιεί το σώμα.

Αυτό που είναι σημαντικό για ένα ζωντανό οργανισμό, είναι η δυναμική, η αλλαγή και η μεταβολή. Αυτή είναι η βασική αρχή της συχνότητας **Wobulation (κυματισμός)**, στην οποία αναφέρεται και η συσκευή **PREMIO 30 EVO LASER DUO**.

### **3 Τρόποι διέγερσης στο βελονισμό:**

#### **ΤΟΝΩΣΗ (100 ως 10.000 Hz)**

Ελεγχόμενη ταχεία διέγερση των σημείων βελονισμού. Επιτάχυνση του ρυθμού της εκπομπής των παλμών έχοντας ένα αναζωογονητικό αποτέλεσμα.

#### **ΔΙΑΣΠΟΡΑ (10.000 ως 100 Hz)**

Σε λίγα δευτερόλεπτα μπορείτε να διασπείρετε το Qi και να καταργήσετε την ενεργειακή στάση. Η διασπορά επιτυγχάνεται με επιβράδυνση του ρυθμού της εκπομπής των παλμών.

#### **ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ**

Αυτός ο τρόπος διέγερσης εξισορροπεί το σημείο και την κυκλοφορία στο μεσημβρινό, με εναλλασσόμενες επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις της συχνότητας παλμών.

### **Λειτουργία ειδικά σχεδιασμένη για την Ωτοϊατρική**

#### **ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ**

Αυτή η λειτουργία εγγυάται τη διέγερση των παθολογικών σημείων στην ωτοθεραπεία (πόνος, φυσιολογικές ή λειτουργικές διαταραχές, εθισμοί κ.λ.π). Επιτρέπει διαδοχικές εκπομπές με σάρωση όλων των συχνοτήτων Nogier (Συχνότητες A ως G).

## **Αποτελεσματική θεραπεία**

- ◆ **Μήκος κύματος 905nm.** Αυτό απορροφάται λιγότερο από το δέρμα, το νερό και την αιμοσφαιρίνη και είναι ως εκ τούτου πιο αποτελεσματικό στη δράση του, στον πυρήνα του κυττάρου.
- ◆ **2 προσαρμοσμένες δυνατότητες:**
  - 15W:** Χαμηλή ισχύ, για επιφανειακά σημεία (πρόσωπο, αυτί).
  - 40W:** Υψηλή ισχύ, για τα βαθύτερα σημεία (άλλα σημεία του σώματος).
- ◆ **Χρόνος πταλμού,** πολύ σύντομος: Περίπου 100ns

### **Εργονομικό:**

4 προγράμματα για τη θεραπεία.

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Λειτουργία για περίπου 10 ώρες συνεχόμενης χρήσης.

Αφαιρούμενο **κλειδί LASER**, που απαιτείται για τη λειτουργία.

\* Το **PREMIO 30 EVO LASER DUO** εκπέμπει αόρατο φως. Μην εκθέτετε χωρίς προστασία τα μάτια σας, στην ακτίνα του LASER.

### **Η συσκευασία περιλαμβάνει:**

Τη συσκευή, βαλιτσάκι μεταφοράς, tester ελέγχου εκπομπής, ένα ζευγάρι προστατευτικά γυαλιά, φορτιστή, εγχειρίδιο χρήσης.

## PREMIO 32 EVO A - G

 <p>The image shows the Premio 32 EVO A-G laser device and its accessories. It includes a black carrying case with a handle, a white laser pen with a red and white label, a small white pouch with the product name, and various small components like tips and cables. The CTT logo is visible in the top right corner of the case.</p>	<p>To <b>PREMIO 32 EVO A - G</b> είναι ένα Soft LASER. Κατάλληλο για θεραπεία στα σημεία επιλογής, αλλά και για περιοχική θεραπεία. Χρησιμοποιείται κυρίως στη φυσικοθεραπεία, την αθλητιατρική, το βελονισμό, και την ωτοθεραπεία.</p> <p><b>AM0240</b> € 2800</p>
--	---

Η ενέργεια του LASER:

- ◆ Επιτρέπει την ενδοκυτταρική παραγωγή ATP
- ◆ Αναζωογονεί την πρωτεϊνική σύνθεση
- ◆ Αυξάνει τη διάχυση των μορίων που συμμετέχουν σε φυσικές διεργασίες, τη διαμόρφωση ορισμένων κυτοκινών και νευροδιαβίβαστών.
- ◆ Προωθεί την κυτταρική οξυγόνωση.

Αυτές οι μοριακές αλληλεπιδράσεις, οδηγούν σε αλλαγές στη λειτουργία των κυττάρων, όπως η διευκόλυνση της μικροκυκλοφορίας και όλες αυτές τις θετικές επιπτώσεις στην τοπική αναζωογόνηση.

### ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ NOGIER

Συνδυάζοντας τις διαφορετικές συχνότητες **Nogier**, τα ευεργετικά αποτελέσματα μπορούν να ενισχυθούν. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στην τοπική θεραπεία.

### Τρόποι διέγερσης των σημείων

**ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ:** Αυτό το πρόγραμμα κατά του πόνου (συχνότητες **E** και **G**) μειώνει τη μετάδοση του πόνου στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

**ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ:** Αυτό το πρόγραμμα (συχνότητες **A, B** και **F**) επιταχύνει την αναδόμηση των ιστών και αποκαθιστά τη λειτουργία των κυττάρων.

**ΧΑΛΑΡΩΣΗ:** Αυτό το πρόγραμμα (συχνότητες **C, D** και **G**) απελευθερώνει από τις εντάσεις και τις συστολές.

## **ΣΑΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΧΝΩΤΗΤΩΝ NOGIER:**

Αυτός ο τύπος εκπομπής, διεγείρει τις παθολογικές περιοχές, ανεξάρτητα από την προέλευση αυτών ( πόνος, φυσιολογικές ή λειτουργικές διαταραχές, εθισμοί κ.λ.π). Επιτρέπει διαδοχικές εκπομπές με σάρωση όλων των συχνοτήτων **Nogier** (Συχνότητες **A,B,C,D,E,F** και **G**).

## **ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ:**

Κάθε μια από τις 7 συχνότητες **Nogier** μπορεί να επιλεγεί ξεχωριστά, για να δράσει σε μια συγκεκριμένη λειτουργία.

### **Χαρακτηριστικά:**

- ◆ 905nm LASER
- ◆ Ισχύς 40 W
- ◆ Εκπομπή με μειωμένη ισχύ, περίπου 15W, είναι δυνατή με τη χρήση του ακροφύσιου (ERP), για πιο λεπτές περιοχές, μεμβράνες βλεννογόνου ή πιο ευαίσθητα σημεία του σώματος, πρόσωπο και αυτί.
- ◆ Παλμοί 100 ns
- ◆ Σταθερή ενέργεια 2 J/min, μέσω λειτουργίας υπερπαλμικής εκπομπής.

\* Το **PREMIO 32 EVO A - G** εκπέμπει αόρατο φως.

Μην εκθέτετε χωρίς προστασία τα μάτια σας, στην ακτίνα του LASER.

### **Η συσκευασία περιλαμβάνει:**

Τη συσκευή, βαλιτσάκι μεταφοράς, tester ελέγχου εκπομπής, ένα ζευγάρι προστατευτικά γυαλιά, φορτιστή, εγχειρίδιο χρήσης.

## PREMIO 32 D LASER

	<p><b>Iδανικό και για οδοντιατρική χρήση</b></p> <p>“Κρύο” laser για βιοδιέγερση. Παρέχει γρήγορη, έντονη, τοπική αναλγητική, αναγεννητική, μυοχαλαρωτική δράση, χωρίς παρενέργειες, προάγοντας την αιμόσταση.</p> <p><b>AM0371 € 3800</b></p>
---	--

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ

- ◆ Laser 905nm
- ◆ Ισχύς 30W
- ◆ Παλμοί<100ns
- ◆ Σταθερή ενέργεια 0,98 ή 1,5J/λεπτό  
(ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο κλειδί)  
μέσω της υπερπαλμικής λειτουργίας.
- ◆ 2 αποσπώμενες αποστειρωμένες οπτικές  
ίνες (Ø 6mm).

### ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ NOGIER

Για να εργαστείτε στην στοματική κοιλότητα (συμπεριλαμβανομένων των βλεννογόνων), με συχνότητες Nogier και δυνατότητα για περιστασιακή χρήση στο σώμα (Μασητήρα μν), με τις βασικές συχνότητες Nogier. Συνδυάζοντας τις διαφορετικές συχνότητες Nogier, τα ευεργετικά αποτελέσματα μπορούν να ενισχυθούν.

### 5 ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ

**Αναλγησία** (Συχνότητες E, G): Μειώνει την μετάδοση του πόνου στο κεντρικό νευρικό σύστημα και βελτιώνει την τοπική τροφικότητα.

**Αναγέννηση** (Συχνότητες A,B, F): Επιταχύνει την αναδόμηση των ιστών, αποκαθιστά τις λειτουργίες των κυττάρων και επιταχύνει την επούλωση και την αναγέννηση, διαδικασία επιφανειακή και εν τω βάθη.

**Χαλάρωση** (Συχνότητες C, D, G): Διευκολύνει στην απελευθέρωση εντάσεων και μυϊκών συσπάσεων.

**Σάρωση συχνοτήτων Nogier** (Συχνότητες A ως G): Διέγερση παθολογικών περιοχών, ανεξάρτητα από την προέλευση αυτών.

**Ατομική επιλογή συχνότητας:** Κάθε μία από τις 7 συχνότητες Nogier μπορεί να επιλεγεί ξεχωριστά για να δράσει σε μια συγκεκριμένη φυσιολογική λειτουργία.

## **ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ**

- ◆ 5 προγράμματα διέγερσης
- ◆ Φωτισμός της περιοχής που εργάζεστε
- ◆ Ακουστικό σήμα (30sec) σχετικά με το χρόνο διέγερσης
- ◆ Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
- ◆ Αυτόνομη λειτουργία για περίπου 6 ώρες συνεχούς χρήσης.
- ◆ 2 αποσπώμενα κλειδιά ασφαλείας των προγραμμάτων. Ένα πλήκτρο «Dental» για χρήση στο στόμα (με κατάλληλες συχνότητες διέγερσης) και ένα πλήκτρο «Body».

### ***H συσκευασία περιλαμβάνει:***

Τη συσκευή, βαλιτσάκι μεταφοράς, 2 αποστειρωμένες οπτικές ίνες, tester ελέγχου εκπομπής, ένα ζευγάρι προστατευτικά γυαλιά, φορτιστή και εγχειρίδιο χρήσης.

## **PREMIO 32 EVO VET LASER**

	<p><b>Για κτηνιατρική χρήση</b></p> <p>«Κρύο» laser βιοδιέγερσης για κτηνιατρική χρήση. Παρέχει γρήγορη, έντονη, τοπική αναλγητική, μυοχαλαρωτική δράση, χωρίς παρενέργειες.</p> <p><b>IR 905nm, 100W, υπερπαλμικό laser βιοδιέγερσης, 5J/λεπτό.</b></p> <p><b>AM0372 € 3000</b></p>
---	--

2 ειδικά ακροφύσια από ατσάλι, ανθεκτικά στο ζωϊκό δέρμα. Για κτηνιατρική χρήσης σε ζώα συντροφιάς και υπό ορισμένες προϋποθέσεις, σε πρόβατα, βοοειδή, χοίρους, άλογα.

## **ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ NOGIER**

Συνδυάζοντας τις διαφορετικές συχνότητες Nogier, τα ευεργετικά αποτελέσματα μπορούν να ενισχυθούν.

## **5 ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ**

**Αναλγησία** (Συχνότητες E, G): Μειώνει την μετάδοση του πόνου στο κεντρικό νευρικό σύστημα και βελτιώνει την τοπική τροφικότητα.

**Αναγέννηση** (Συχνότητες A,B, F): Επιταχύνει την αναδόμηση των ιστών, αποκαθιστά τις λειτουργίες των κυττάρων και επιταχύνει την επούλωση και την αναγέννηση, διαδικασία επιφανειακή και εν τω βάθη.

**Χαλάρωση** (Συχνότητες C, D, G): Διευκολύνει στην απελευθέρωση εντάσεων και μυϊκών συσπάσεων.

**Σάρωση συχνοτήτων Nogier** (Συχνότητες A ως G): Διέγερση παθολογικών περιοχών, ανεξάρτητα από την προέλευση αυτών.

**Ατομική επιλογή συχνότητας:** Κάθε μία από τις 7 συχνότητες Nogier μπορεί να επιλεγεί ξεχωριστά για να δράσει σε μια συγκεκριμένη φυσιολογική λειτουργία.

## **ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ**

- ◆ 5 προγράμματα διέγερσης
- ◆ Φωτισμός της περιοχής που εργάζεστε
- ◆ Ακουστικό σήμα (30sec) σχετικά με το χρόνο διέγερσης
- ◆ Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
- ◆ Αυτόνομη λειτουργία για περίπου 6 ώρες συνεχούς χρήσης.
- ◆ Αποσπώμενο κλειδί ασφαλείας laser.

**Η συσκευασία περιλαμβάνει:** Τη συσκευή, βαλιτσάκι μεταφοράς, 2 ειδικά ακροφύσια από ατσάλι, tester ελέγχου εκπομπής, ένα ζευγάρι προστατευτικά γυαλιά, φορτιστή και εγχειρίδιο χρήσης.

## *Aξεσουάρ για τα laser*

### **Βάση στήριξης για τα laser**

	Αφορά τα laser με κωδικό: (AM0241 – AM0240 – AM0371 – AM0372)
<b>AM0373</b> € 50	

### **Ζευγάρι γυαλιών για τα laser**

	Αφορά τα laser με κωδικό: (AM0241 – AM0240 – AM0371 – AM0372)
<b>AM0374</b> € 180	

### **Ακροφύσιο laser**

	Αφορά το PREMIO 32 EVO VET LASER με κωδικό: AM0372
<b>AM0375</b> € 110	

# Εξοπλισμός ιατρείου βελονισμού



## TDP λαμπτήρας “Gou Gong”



Ο λαμπτήρας TDP πήρε το όνομα αυτό , από τα αρχικά ονοματολογίας, που σημαίνει ειδικό ηλεκτρομαγνητικό φάσμα στα κινέζικα.

Η λυχνία TDP δεν παράγει ορατό φως.

Αυτή η μοναδική λάμπα εκπέμπει συγκεκριμένα κύματα με μήκος κύματος υπέρυθρης ενέργειας (2-25 μικρά), τα οποία ταιριάζουν με τις υπέρυθρες εκπομπές του ανθρωπίνου σώματος.

Ένας λαμπτήρας TDP περιέχει τρία βασικά μέρη:

1. Τα μέρη στήριξης
2. Ο θερμαντήρας
3. Η πλάκα σκλήρυνσης.

Όταν η πλάκα σκλήρυνσης θερμαίνεται σε συγκεκριμένη θερμοκρασία, εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά κύματα φάσματος στην περιοχή, από 2-25 μικρά. Η πλάκα σκλήρυνσης TDP, το βασικό συστατικό του προϊόντος, είναι ένα σημαντικό επιστημονικό και τεχνολογικό επίτευγμα. Η συσκευή θεραπείας υπέρυθρων ορυκτών είναι μια εντελώς νέα ιδέα στην ιατρική τεχνολογία. Βασικά, η συσκευή προάγει το μεταβολισμό, ενισχύει την ανοσία, βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία και μειώνει τη φλεγμονή. Πραγματοποιήθηκαν πειράματα σε πολλά νοσοκομεία και πανεπιστήμια για να παρατηρηθούν οι βιολογικές επιπτώσεις των θερμαινόμενων ορυκτών εκπομπών υπερύθρων. Η λυχνία TDP δοκιμάστηκε από το Γραφείο Προστασίας Περιβάλλοντος Chongqing, το Ινστιτούτο Μέτρησης της Κίνας και άλλους φορείς και δεν βρήκαν επιβλαβείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή στο περιβάλλον. Ο λαμπτήρας συμμετείχε στη διεθνή έκθεση του Ζάγκρεμπ του 1986 στη Γιουγκοσλαβία, σε ανταγωνισμό με 560 εφευρέσεις από 18 χώρες και έλαβε το Χρυσό Μετάλλιο. Στην Παγκόσμια Έκθεση Eureka των Βρυξελλών του 1986, για την εφεύρεση ο κ. Gou έλαβε το βραβείο Silver Medal. Ο λαμπτήρας TDP κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην Κίνα το 1992 και του χορηγήθηκε πιστοποιητικό ιατρικών συσκευών και οργάνων από το Κρατικό Συμβούλιο Ιατρικής της Κίνας. Τον Σεπτέμβριο του 2002, ο λαμπτήρας TDP του Γκουν Γκονγκ έλαβε έγκριση FDA των Ηνωμένων Πολιτειών για πωλήσεις στις ΗΠΑ, ο αριθμός FDA 510 (K) είναι K020851. Έχει επίσης το ISO13485: 2003 και πιστοποίηση CE. Η λυχνία TDP έχει χρησιμοποιηθεί από πολλούς ιατρούς, συμπεριλαμβανομένων M.Ds, ορθοπαιδικών γιατρών, χειροπρακτών, φυσιάτρων και βελονιστών. Στους περισσότερους από αυτούς υπήρξαν απίστευτα αποτελέσματα και έτσι έγινε γρήγορα ένα δημοφιλές αντικείμενο στην αγορά ιατρικού εξοπλισμού. Τα τελευταία 16 χρόνια, εκατομμύρια ασθενείς έχουν υποβληθεί σε θεραπεία με ασφάλεια σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Κορέας, του Ισραήλ, του Χονγκ Κονγκ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην Κίνα, οι άνθρωποι αναφέρονται στη λάμπα TDP ως «Λαμπτήρας Θαύματος».

**AM0128** € 250

## Τραπεζάκι ιατρείου τροχήλατο



**AM0250** € 120

Μεταλλικό τραπέζι, σε άσπρο χρώμα, με μινιμαλιστικό σχεδιασμό.

Διαθέτει 3 ράφια από ημιδιαφανές γυαλί.

Έχει 4 ροδάκια και μια χειρολαβή για την εύκολη μετακίνηση του στο χώρο.

Μέγεθος: 43x54x80 cm

Βάρος: 14 Kg

Προέλευση: Ισπανία

## Σκαμπό χωρίς πλάτη



**AM0114** εκρού χρώμα € 50

Διάμετρος θέσης: 35 εκ.

Ύψος: Ρυθμιζόμενο 48-64 εκ.

Βάση αλουμινίου για τη στήριξη των ποδιών

## Σκαμπό με πλάτη



**AM0113** εκρού χρώμα € 60

Διαστάσεις θέσης: 35εκ.

Διαστάσεις πλάτης: 30χ20 εκ.

Ύψος (ρυθμιζόμενο 48-64 εκ).

## Κρεβάτι θεραπείας & μασάζ

<b>ΑΜ0111</b> Εκρού χρώμα € 250

Ρυθμιζόμενη πλάτη και προσκέφαλο.  
Βάσεις στήριξης χεριών στα πλαϊνά.  
Διαστάσεις: 186X68X59 εκ.  
Αφρολέξ στρώματος: πάχους 9 εκ.  
Καθαρό βάρος κρεβατιού: 13 κιλά.  
Δυναμικό φορτίο: 180 κιλά

## Καρέκλα για μασάζ

<b>ΑΜ0110</b> Εκρού χρώμα € 250

Αναδιπλούμενη καρέκλα που ρυθμίζεται σε διάφορες θέσεις για να προσαρμόζεται στις ανάγκες σας.  
Βάρος: 8,5 κιλά.  
Δυναμικό φορτίο 150 κιλά.  
Κατασκευασμένη από αλουμίνιο υψηλής αντοχής.

## **ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ**

- Στις ανωτέρω τιμές του καταλόγου δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ .
- Οι τιμές πώλησης των προϊόντων, δύναται να αλλάξουν άνευ προειδοποιήσεως.
- Η εταιρεία επιφυλάσσεται για τυχόν μη πιστό αντίγραφο των φωτογραφιών με κάποιο ή κάποια από τα προϊόντα του καταλόγου, όπως και για λάθος κατανοήσεις εξαιτίας τυπογραφικών λαθών.

**ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**[http:// www.acupuncture.gr](http://www.acupuncture.gr)**

### **Διεύθυνση:**

Μητρ. Ευσταθίου 28, 54454, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310868117

Email: [sales@acustores.com](mailto:sales@acustores.com)

**Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00 – 18:00**